

FANGOBOL

Unsere natürliche Heilerde

FANGOBOL - Heilerde wird sehr behutsam aus ausgesuchten Tonmineralen gewonnen, damit das Kristallwasser, die einzigartige cremig-weiche Beschaffenheit und die Plastizität erhalten bleiben.

Unser FANGO wird im flüssiggasbeheizten Drehrohrofen über Sterilisationstemperatur getrocknet und granuliert.

Lieferbar

Silotransport 27 t

Bigbag ca.. 1200 kg

Papiersack 25 kg, (Palette 1000 kg)

Verarbeitung

Für 100g Heilschlamm ca. 35g FANGOBOL langsam in 65g Wasser einrühren. FANGOBOL kann sowohl kalt als auch warm verwendet werden.

Wichtig: Mischer über Nacht immer leeren und reinigen. Der Heilschlamm kann eindicken und zu Beschädigungen am Mischwerkzeug oder zu Verstopfungen am Austrag führen!

Chemische Analyse

SiO ₂	74,00%	Na ₂ O	0,09%
Al ₂ O ₃	14,30%	K ₂ O	0,54%
Fe ₂ O ₃	2,60%		
CaO	1,30%		
MgO	1,10%		

Schwermetallanalyse

As	15 ppm	Zn	45 ppm
Pb	19 ppm	Cu	7 ppm
Cr	98 ppm	Mn	440 ppm
Cd	< 0,3 ppm	Co	3 ppm
Ni	50 ppm	Hg	0 ppm